

Istruzioni per l'uso

Absorbent Paper Points

(Italian Version)



Punte endodontiche sterilizzate

Utilizzato per rimuovere l'idratazione o applicare medicinali.

Composizione : Carta 100%

Utilizzo

1. Controllare l'eventuale presenza di anomalie nel prodotto, come sostanze estranee o crepe.
2. Controllare la data di scadenza del prodotto.
3. Dopo aver formato l'otturazione, selezionare la misura adatta alla lima, asciugare l'otturazione e, in seguito, utilizzare la medicazione.
4. Questo prodotto è un dispositivo medico monouso sterilizzato con raggi gamma.

Destinazione

1. Uso di destinazione: utilizzato per rimuovere l'idratazione o applicare medicinali.
2. Istruzioni: utilizzato per rimuovere l'idratazione o applicare medicinali.
3. Controindicazioni:
Non è stata segnalata alcuna controindicazione che possa causare problemi di salute.
4. Tipologia pazienti: Tutte l'età
5. Utilizzatore previsto: Dentista
6. Effetti collaterali/Effetti avversi: Non ci sono effetti collaterali o effetti avversi segnalati.
7. Potenziale rischio se riutilizzato: Il riutilizzo di una punta di carta potrebbe causare infezione.
8. Può essere utilizzato con farmaci e strumenti e deve essere utilizzato sotto il controllo del dentista secondo indicazione clinica.
9. Dispositivo monouso

Precauzioni

1. Utilizzare solo da professionisti dentali.
2. Utilizzare strumenti disinfettati.
3. Questo prodotto è un dispositivo medico monouso sterilizzato con raggi gamma.

Conservazione : Conservare a temperatura ambiente\

Smaltimento : Gettare il contenuto/la scatola secondo i regolamenti del proprio paese.

Durata : 4 anni dalla data di produzione

Lunghezza nominale : 28mm

Simboli



SURE DENT CORPORATION (Produttore)

#809, 52, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13210, Repubblica di Corea

Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 <http://www.suredent.com>

Rappresentante Autorizzato

Europe - OBELIS S.A. - Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

Switzerland - Obelis GmbH - Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Switzerland

■ In caso di gravi incidenti relativi al dispositivo, inviare una segnalazione al produttore e alle autorità competenti nello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente si trovano.

■ Una copia cartacea gratuita delle Istruzioni per l'uso (IFU) nella lingua appropriata è disponibile su richiesta, entro 7 giorni nell'UE. Si prega di contattarci all'indirizzo suredent@suredent.com. Una versione elettronica delle IFU è disponibile su: <https://www.suredent.com/media/instructionOfProducts>.